

# JSA PIMS2010 Ver4.0.4 リリースノート

## はじめにお読みください

2014 年 8 月

公益社団法人 日本麻酔科学会

### 1. 新 OS への対応について

下記の新 OS に対応しました。

- Windows 8.1 32/64bit (無印, Pro, Enterprise の各エディション)
- Windows 8 32/64bit (無印, Pro, Enterprise の各エディション)
- Microsoft Windows 2012 Server R2
- Microsoft Windows 2012 Server

### 2. PIMS2010 Ver4.0.4 の改良内容について(2012 年 12 月版で対応済の点)

#### ■修正改善点

下記の修正改善を実施しました。

- (1) Windows 7, Windows Vista, Windows 2008 Server の Ver4.0.2, Ver4.0.3 において、手術・麻酔台帳登録画面、及び手術予約画面にて、患者血液型に AB 型を登録すると、操作手順により、まれに A 型として登録されてしまう不具合を修正。
- (2) 術後回診の登録欄の画面表示が乱れる点を修正。
- (3) 「マスタメンテナンス」の「術前特記事項」の分類登録時の画面表示が乱れる点を修正。

### 3. マニュアルについて

- ・マニュアルは、ダウンロードいただいたインストーラに同梱の PDF ファイルをご参照ください。
- ・画面操作方法詳細は、画面の各所のオンラインヘルプをご参照ください。

### 4. インストール手順について

インストール、及び移行手順については、下記マニュアルをご参照ください。

**JSA\_PIMS2010 管理者マニュアル(1.本編).pdf** の下記章

「1.5 【重要】Ver4.0.4 インストール時のマニュアルの読み進め方」

### 5. お問い合わせ先

本リリースに係るお問合せは以下へお願いいたします。

■お問い合わせ先: JSA PIMS ヘルプデスク

メールアドレス: [support@jsa-pims.org](mailto:support@jsa-pims.org)

本リリースに係る最新情報は、以下の WEB サイトをご参照ください。

■JSA PIMS ヘルプデスク WEB サイト

<http://www.jsa-pims.org>

以上